



輸入會員網站的帳密登入

test



登入

Qrcode掃描註冊

訪客登入



測量日期：

0.0 kg

肥胖等級

0.0

體脂率

0.0

BMI

0.0



歷史紀錄



健康報告



健康食譜



尿酮紀錄



我的檔案



教學手冊

登入成功後
即可點選上
秤測量



首頁



購物



測量日期：

0.0 kg

肥胖等級

0.0

體脂率

0.0

BMI

0.0

請先至「我的檔案」完成「編輯資料」填寫

OK



尿酮紀錄



我的檔案



教學手冊

出現此訊息

請點此變更個人資料

上秤



首頁



購物



test

ID:375

天數

0

減脂 (kg)

減重 (kg)



編輯資料




登出



變更密碼

點此進入編輯



可點此變更
頭像



名稱

請輸入

性別

女



身高

請輸入

生日



教練

星號為必填


填入後按下提交

分享給教練



測量日期：

請選擇尿酮顏色



選擇今日
測量的尿酮
顏色

取消

確定



首頁



上秤



購物



體內裝有心率調節器及金屬裝置者禁用.孕婦請勿使用。適用年齡：7~99歲




性別：女,身高：160,年齡：40

「HelloThev」 想要使用藍牙
藍牙資訊將應用於健康報告

不允許

好

確認已允許
藍芽並開啟
定位即可開始測量



請確保手機藍芽已打開,並赤腳站在體脂秤表面金屬板上,部分 Android6.0 以上設備還需要打開定位服務